

CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO, 500 ML -H-4915.500



SKU: H-4915.500 | **Categorías:** [Cilindros graduados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro Graduado de Vidrio, 500 ml.

Divisiones circulares graduadas, de doble numeración, lectura arriba y abajo. Calibrado para entregar las capacidades indicadas. Embalado un cilindro a un cartón. (Se muestran H-4915.025 y H-4915.050.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO