


CLARIFICADOR BELL-COMPCLAR-1



FCM-1 Características

- La lámpara fluorescente de tres colores primarios está controlada por un buen sensor de iluminación electrónico y sombreado.
- Flash eliminado. La iluminación es ajustable.
- Tiempo y alarma automáticamente. Prueba continua.
- Usado por una sola persona.

SKU: B-01-29-0401-0100 | **Categorías:** [Otros equipos de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-CompClar-1
Código SKU		B-01-29-0401-0100
Lámpara fluorescente de tres colores primarios		
Rango de iluminación		(1000~4000) LUX
Poder		220V/ 50Hz/ 30W
Intervalo de tiempo		(1~99) segundos
Dimensión		(66*18*50) cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO