


## CLARIFICADOR BELL-COMPCLAR-1



### FCM-1 Características

- La lámpara fluorescente de tres colores primarios está controlada por un buen sensor de iluminación electrónico y sombreado.
- Flash eliminado. La iluminación es ajustable.
- Tiempo y alarma automáticamente. Prueba continua.
- Usado por una sola persona.

**SKU:** B-01-29-0401-0100 | **Categorías:** [Otros equipos de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

|  | <b>Modelo</b> | <b>Bell-CompClar-1</b> |
|--|---------------|------------------------|
| Código SKU                                     |               | B-01-29-0401-0100      |
| Lámpara fluorescente de tres colores primarios |               |                        |
| Rango de iluminación                           |               | (1000~4000) LUX        |
| Poder  |               | 220V/ 50Hz/ 30W        |
| Intervalo de tiempo                            |               | (1~99) segundos        |
| Dimensión                                      |               | (66*18*50 ) cm         |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO