

## CLEAN-N-STOR, ALTURA AJUSTABLE - H-3801



### Clean-N-Stor, para tamices de 8"

El accesorio clean-n-stor es un dispositivo práctico y rápido para vaciar, limpiar y pesar tamices. La inversión de un tamiz de 8" en el embudo de acero inoxidable permite un vaciado rápido del contenido en una cuchara o bandeja receptora. Incluye una pala y un cepillo suave para tamiz de crin de caballo.

**SKU:** H-3801 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Tamices de 8 " de diámetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO