

CLIP DE HOJA 2030-B



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clip de Hoja 2030-B

Información del producto:

El clip de hoja 2030-B es un dispositivo adicional para el fluorómetro de clorofila Mini-Pam-II. En combinación con la cámara de la hoja, es posible medir la densidad de flujo cuántico de la radiación fotosintética a nivel de la hoja. Esto permite el cálculo de las tasas de transporte de electrones fotosintéticos.

En conjunción con el PAM-2500 es posible estimar el transporte lineal de electrones a través del fotosistema II.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO