

## CO-P TRANSMISOR DE TEMPERATURA PT 100



El CO-P de Kimo es un transmisor de temperatura PT100 con una señal eléctrica de 4-20 mA (o 20-4 mA) y un microprocesador ajustable.

Sensor: Pt 100

Montaje del elemento: dos o tres cables

Rango de medición: de -200 a + 850 ° C

Salida: 4-20 mA

Rango de temperatura configurable



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO