

CO-T TRANSMISOR DE TEMPERATURA DEL TERMOPAR



Kimo's CO-T es un transmisor de temperatura de termopar en una señal eléctrica de 4-20 mA (o 20-4 mA) en un microprocesador ajustable para la temperatura de los termopares K, J, T y N.

Termopar K, J, T y N

Velocidad de conversión: 2 medidas por segundo

Rango de medición: de -200 a + 1300 ° C

Salida: 4-20 mA

Rango de temperatura configurable



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO