

## COLECTOR MULTI-RAMA MULTIVAC 300-MB



- **Adaptador de embudo Convertible**

Diseño del adaptador de embudo Convertible permite al usuario para adaptarse a su embudo deseada (reutilizable o desechable) fácilmente.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Colectores Multi-Rama manifold](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- **Montaje y desmontaje rápidos**

Cada componente se puede quitar fácilmente a mano para limpiarlo y esterilizarlo en autoclave para evitar biopelículas y eliminar las fuentes de contaminación.

- **Diseño innovador de la válvula de ventilación**

Una válvula de ventilación ajustable integrada con la tubería puede eliminar el fenómeno del golpe de ariete y ayudar a drenar las aguas residuales residuales.

- **Lengüeta de manguera Quick-Fit La lengüeta de manguera**

Desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia la fuente de vacío.

- **Válvula de control individual**

Cada rama permite el control individual.

- **Compatible con diferentes tamaños de embudos Los**

Collectores MultiVac de 300 MB / 600 MB están disponibles para embudos de 100, 300 y 500 ml a opción.

### Aplicaciones:

- Prueba de microbiología
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

### Especificación

- Número de rama : 3
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Capacidad del embudo : 100 ml / 300 ml / 500 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Dimensión (LxWxH) : 48 x 13 x 11 cm

### Material

- Cuerpo : SS316
- Válvula de control : SS316
- Adaptador : SS316
- Soporte de membrana : SS316
- Válvula de manguera / Válvula de ventilación : SS316
- Manija / Perilla : Aluminio

### Información de pedido

- **180300-02** Colector de acero inoxidable MultiVac de 300 MB y 3 lugares

### Información de pedido (opcional):

**180100-01****Embudo de filtro SF de 100 ml**

180100-03

Embudo de filtro SF 300ml

180100-05

Embudo de filtro SF 500ml

Descargas

[Descargar PDF](#)**Videos**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO