

COLECTOR MULTI-RAMA MULTIVAC 601-MB



Especificación

- Número de rama : 6
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Capacidad del embudo : 100 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Dimensión (LxWxH) : 85 x 13 x 14.3 cm

SKU: N / A | **Categorías:** [Colectores Multi-Rama manifold](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- **Montaje y desmontaje rápidos**

Cada componente se puede quitar fácilmente a mano para limpiarlo y esterilizarlo en autoclave para evitar biopelículas y eliminar las fuentes de contaminación.

- **adaptador de embudo Convertible**

diseño del adaptador de embudo Convertible permite al usuario para adaptarse a su embudo deseada (reutilizable o desechable) fácilmente.

- **Diseño innovador de la válvula de ventilación**

Una válvula de ventilación ajustable integrada con la tubería puede eliminar el fenómeno del golpe de ariete y ayudar a drenar las aguas residuales residuales.

- **Lengüeta de manguera Quick-Fit La lengüeta de manguera**

desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia la fuente de vacío.

- **Válvula de control individual**

Cada rama permite el control individual.

Aplicaciones:

- Prueba de microbiología
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Material

- Cuerpo : SS316
- Válvula de control : SS316
- Adaptador : SS316
- Soporte de membrana : SS316
- Válvula de manguera / Válvula de ventilación : SS316
- Mango / Perilla : Aluminio
- Embudo : SS316

Información de pedido

- **180601-02** Colector de acero inoxidable MultiVac 601-MB, 6 lugares con embudo de filtro SS de 100 ml

Información sobre pedidos:

- 180100-01 [Embudo de filtro SF de 100 ml](#)
- 180100-03 [Embudo de filtro SF 300ml](#)
- 180100-05 [Embudo de filtro SF 500ml](#)

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO