


COLECTORES DE DOS MANÓMETROS NO. 2096CE Y 2096-1CE



[vc_row][vc_column][vc_column_text]la 2096CE es para la mayoría de las prensas manuales estándar, excepto la Mini C. La 2096-1CE está diseñada específicamente para la Mini C Model Press. Estos colectores permiten el montaje de medidores de rango alto (derecho) y bajo (izquierdo) para una aplicación más precisa de la presión. La válvula de cierre manual protege el manómetro de baja presión cuando se usa alta presión.[/vc_column_text][[/vc_column]][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores/ Termómetros](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO