


## COMPRESOR DE TORNILLO, MANDÍBULA CERRADA, TENAZA EN C -H-8755



**SKU:** H-8755 | **Categorías:** [Compresor de tornillo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compresor de tornillo de abrazadera, mandíbula cerrada, tenaza en C con poste lateral para la inserción de tubos.

Abertura de mandíbula: 0-7 / 8 "(0-23 mm) Altura máxima, 1-1 / 8" (30 mm) de ancho máximo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO