

COMPROBADOR DE AUDICIÓN MÉDICO I



El probador de audición médica es un instrumento de precisión en el hospital para controlar la audición. Es particularmente adecuado para niños pequeños que tiene 0 ~ 3 años de edad. También se aplica a niños mayores de 3 años o adultos para exámenes de audición.

Características:

- * Peso ligero, fácil de operar y seguro
- * Con pronunciación pura, alta precisión, rendimiento estable

Modelo	BellComAud-01
Temperatura de trabajo	5 ~ 40 °C
Humedad relativa de trabajo	<80%
Presión atmosférica de trabajo	86 ~ 106kPa
Fuente de alimentación	2 piezas baterías alcalinas DC 9V
ruido	≤ 50dB
Presión y precisión del sonido puro	20dB, 40dB, 60dB, 80dB ± 3dB
Frecuencia de sonido puro y exactitud	500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, 4000 HZ ± 8%
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	200 * 100 * 100
Peso bruto (g)	400

SKU: BellComAud-01 | **Categorías:** [Equipamiento medico/clínico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO