

COMPROBADOR DE AUDICIÓN MÉDICO II



El probador de audición médica es un instrumento de precisión en el hospital para controlar la audición. Es particularmente adecuado para niños pequeños que tiene 0 ~ 3 años de edad. También se aplica a niños mayores de 3 años o adultos para exámenes de audición.

Características:

- * La detección auditiva del recién nacido se puede llevar a cabo de manera eficiente.
- *Pantalla táctil. Se pueden mostrar todos los parámetros y formas de onda de prueba.
- *Almacenamiento masivo. Se pueden almacenar más de 2000 datos de prueba en el instrumento.
- * Múltiple método de impresión. Utiliza la tecnología de impresión dental azul inalámbrica.
- * Exclusivo diseño de rechazo de ruido.

Modelo	BellComAud-02	
TestingMode	TEOAE	DPOAE
Prueba de volumen de sonido	60dB SPL, 70dB SPL, 83dB SPL1	65dB SPL
TestFrequencyRange	0.8kHz ~ 5kHz	0.984kHz ~ 6kHz
DefaultTestFrequency	0.8kHz ~ 5kHz	1.5kHz, 2.01kHz, 3.98kHz, 6kHz
Temperatura de trabajo	10 ~ 40 °C	
WorkingRelative Humedad	≤ 85%	
Presión atmosférica	700 hPa ~ 1060 hPa	
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50 / 60HZ	
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	540 * 370 * 400	
Peso bruto (kg)	2.3	

SKU: BellComAud-02 | **Categorías:** [Equipamiento medico/clínico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO