

## MESA GÉMINIS 150KG - BELL-MESGEN-150



**SKU:** B-01-53-0300-0201 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gemini Table, también conocida como mesa de metales preciosos, funciona de acuerdo con el príncipe de gravedad específica. Ideal para tamaños de grano entre 30 micras y 2 mm,

Está especialmente diseñado para metales preciosos como oro, paladio, tantalio y cobre.

Puede maximizar la tasa de concentración en el mineral con su bajo consumo de energía.

Gracias a las mini válvulas instaladas con frecuencia, se puede realizar un ajuste fino en el colector de agua como desee.

**TS EN 12100: 2011, EN 60204-1** Reglamento de seguridad de maquinaria y norma **CE**.

Tenemos dos tipos de producción, tipo de laboratorio Gemini Table y tipo industrial

<b>Detalles técnicos</b>	<b>Bell-MesGen-150</b>	<b>Bell-MesGen-450</b>
Código SKU	B-01-53-0300-0201	B-01-53-0300-0202
Capacidad	<150kg/h	<450kg/h
Potencia	0,37 kW	1,1 kW
Dimensiones	1500x1000x1000mm	2700x1750x1000mm
Peso	180kg	470kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO