

**CONDENSADOR CON TUBO INTERIOR ABOMBADO, BOCA DE TIERRA ESTÁNDAR,
ALLIHN**



SKU: N / A | **Categorías:** [Condensadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Condensador- Long. chaq. mm
	BellVid-CCondensador TIABE-200	200	
	BellVid-CCondensador TIABE-300	300	
	BellVid-CCondensador TIABE-400	400	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones de Condensador Con Tubo Interior Abombado, Boca De Tierra Estándar, Allihn

Modelo	Longitud de la chaqueta (mm)	Boca molida	Área de enfriamiento dm ³	Longitud (mm)	Caja
BellVid-CCondensador TIABE-200	200	24/29	1,00	350	48
BellVid-CCondensador TIABE-300	300	24/29	1,80	480	48
BellVid-CCondensador TIABE-400	400	24/29	2,70	590	48

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO