



## CONDENSADOR CON TUBO INTERIOR FUNDIDO - BELLVID-CCONDENSADORTIF-300



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Condensadores](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones De Condensador Con Tubo Interior Fundido

Modelo	Codigo Sku	Longitud de la chaqueta (mm)	OD del tubo superior (mm)	Área de enfriamiento dm3	Longitud (mm)	/caja
BellVid-CCondensadorTIF-200	B-01-21-0105-0000	200	18	0.70	350	48
BellVid-CCondensadorTIF-300	B-01-21-0105-0001	300	20	1.10	480	48
BellVid-CCondensadorTIF-400	B-01-21-0105-0002	400	22	1.60	590	48

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO