

CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA -40 °C TIPO HORIZONTAL (2 PUERTAS) BELLCONGBAJAT40B



Congelador de Baja Temperatura -40 °C:

El diseño de dos habitaciones es adecuado para almacenar múltiples tipos de muestras que necesitan diferentes temperaturas, o algunas muestras que necesitan almacenamiento separado.

Este tipo de congeladores tiene control de temperatura independiente para ayudarle a ahorrar espacio y poder.

SKU: BellCongBajaT40B | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-40](#)

COTECNO