

## CONJUNTO DE PRUEBA DE BANDEJA DE DEPÓSITO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Asfalto](#), [Instrumental quirúrgico](#) | **Etiquetas:** [BS1707](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Conjunto de prueba de bandeja de depósito

El conjunto de prueba de la bandeja de depósito se utiliza para determinar la uniformidad transversal de la distribución del aglutinante rociado

Consta de un carro con ruedas con un dispositivo de sujeción para aceptar un conjunto de 50 contenedores. Los contenedores están incluidos.

El carro y los contenedores se empujan debajo de la campana rociadora del distribuidor, que está respaldada sobre un pozo de captura para la prueba. Una vez que los contenedores están casi llenos, se retira el carro y se mide la profundidad del aglutinante en cada contenedor, asegurando que se obtenga la profundidad correcta (no oscurecida por la espuma en la superficie del líquido).

Los resultados se expresan como una desviación porcentual de la media para todas las unidades de 50 mm sobre el ancho efectivo.

La altura es de 200 mm sin bandejas y 300 mm con bandejas (incluidas las ruedas).

### Normas:

BS1707

### Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellConPruBan-440	B-01-03-05-320101	Conjunto de prueba de bandeja de depósito	140x365x30	440

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO