

CONJUNTO DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO



El equipo para medir la textura del suelo se suministra con agitador de alta velocidad, hidrómetro 152 H de rango de -5 a 60 g / l, cilindro de Bouyoucos, 1205 ml y varilla agitadora de acero inoxidable.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de prueba de medición de la textura del suelo

La textura, o distribución de tamaño de las partículas minerales (o su volumen de poro asociado), es una de las medidas más importantes de un suelo porque las partículas de suelo finamente divididas tienen una superficie mucho mayor por unidad de masa o volumen que las partículas gruesas. Así, una pequeña cantidad de arcilla fina y limo será mucho más importante en las reacciones químicas, liberación de elementos nutritivos, retención de la humedad del suelo, etc., que un gran volumen de grava o arena gruesa.

El equipo para medir la textura del suelo se suministra con agitador de alta velocidad, hidrómetro 152 H de rango de -5 a 60 g / l, cilindro de Bouyoucos, 1205 ml y varilla agitadora de acero inoxidable.

El agitador de alta velocidad funciona a más de 10.000 rpm

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones(cm)	Peso (kg)	Fuente de Alimentación
BellConPruMed-25	B010309140101	Conjunto de prueba de medición de la textura del suelo	35x65x45	25	220V, 50-60 Hz, 1 ph

Accesorios/Repuestos

Código del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones(cm)	Peso(kg)	Fuente de Alimentación
B010309140201	Agitador de alta velocidad	24x20x50	4	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
B010309140301	Hidrómetro 152 H, rango de -5 a 60 g/l	-	-	-
B010309140401	Cilindro Bouyoucos, 1205 ml, graduado	9x9x12,5	0,25	-
B010309140501	Varilla de Agitación, acero inoxidable	-	-	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO