

## CONJUNTO DE PRUEBA DE MEDICIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO



El equipo para medir la textura del suelo se suministra con agitador de alta velocidad, hidrómetro 152 H de rango de -5 a 60 g / l, cilindro de Bouyoucos, 1205 ml y varilla agitadora de acero inoxidable.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Conjunto de prueba de medición de la textura del suelo

La textura, o distribución de tamaño de las partículas minerales (o su volumen de poro asociado), es una de las medidas más importantes de un suelo porque las partículas de suelo finamente divididas tienen una superficie mucho mayor por unidad de masa o volumen que las partículas gruesas. Así, una pequeña cantidad de arcilla fina y limo será mucho más importante en las reacciones químicas, liberación de elementos nutritivos, retención de la humedad del suelo, etc., que un gran volumen de grava o arena gruesa.

El equipo para medir la textura del suelo se suministra con agitador de alta velocidad, hidrómetro 152 H de rango de -5 a 60 g / l, cilindro de Bouyoucos, 1205 ml y varilla agitadora de acero inoxidable.

El agitador de alta velocidad funciona a más de 10.000 rpm

### Especificaciones Técnicas

| Modelo           | Código del Producto | Nombre del Producto                                    | Dimensiones(cm) | Peso (kg) | Fuente de Alimentación |
|------------------|---------------------|--|-----------------|-----------|------------------------|
| BellConPruMed-25 | B010309140101       | Conjunto de prueba de medición de la textura del suelo | 35x65x45        | 25        | 220V, 50-60 Hz, 1 ph   |

### Accesorios/Repuestos

| Código del Producto | Nombre del Producto                    | Dimensiones(cm) | Peso(kg) | Fuente de Alimentación |
|---------------------|--|-----------------|----------|------------------------|
| B010309140201       | Agitador de alta velocidad             | 24x20x50        | 4        | 220 V, 50-60 Hz, 1 ph  |
| B010309140301       | Hidrómetro 152 H, rango de -5 a 60 g/l | -               | -        | -                      |
| B010309140401       | Cilindro Bouyoucos, 1205 ml, graduado  | 9x9x12,5        | 0,25     | -                      |
| B010309140501       | Varilla de Agitación, acero inoxidable | -               | -        | -                      |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO