

## CONJUNTO DE PRUEBA EQUIVALENTE DE ARENA



- El juego de conjunto de prueba equivalente de arena se utiliza para determinar los finos de los agregados.
- El equipo de prueba de arena equivalente completo con conjunto de sifón (tubo irrigador con válvula, tapón de goma, tubo y manguera de sifón, tubo de soplado), conjunto de pie con peso, embudo, recipiente de medición, recipiente de arena de 5 litros de capacidad y estuche de transporte.
- Se suministra con dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo EN y dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo ASTM.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [AASTHO T176](#), [ASTM D2419](#), [EN 933-8](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas

- EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Estándar	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPruEquAre-46A	B-01-03-03-240101	Equipo de prueba equivalente en arena	EN	45x55x15	4.6
BellPruEquAre-46B	B-01-03-03-240201	Equipo de prueba equivalente en arena	ASTM	45x55x15	4.6

### Accesorios/ Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto	Estándar
B-01-03-03-240301	Cilindro de medición	EN
B-01-03-03-240401	Cilindro de medición	ASTM
B-01-03-03-240501	Montaje de sifón	EN,ASTM
B-01-03-03-240601	Montaje de pie ponderado	EN,ASTM
B-01-03-03-240701	Regla de acero, 300 mm	EN,ASTM
B-01-03-03-240801	Embudo	EN,ASTM
B-01-03-03-240901	Recipiente de medida, 55 x 35 mm	EN,ASTM
B-01-03-03-241001	Jarra de arena de 5 lt de capacidad	EN,ASTM
B-01-03-03-241101	Estuche de transporte	—

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO