

CONJUNTO DE PRUEBA EQUIVALENTE DE ARENA



SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [AASTHO T176](#), [ASTM D2419](#), [EN 933-8](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
 A set of laboratory glassware including a black rack holding three test tubes, a graduated cylinder, and a white plastic wash bottle with a pump handle. A yellow ruler and a glass funnel are also visible.	B-01-03-03-240101 Dimensiones (cm): 45x55x15 Peso (kg): 4,6	
 A set of laboratory glassware including a black rack holding three test tubes, a graduated cylinder, and a white plastic wash bottle with a pump handle. A yellow ruler and a glass funnel are also visible.	B-01-03-03-240201 Dimensiones (cm): 45x55x15 Peso (kg): 4,6	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego de conjunto de prueba equivalente de arena se utiliza para determinar los finos de los agregados.

El equipo de prueba de arena equivalente completo con conjunto de sifón (tubo irrigador con válvula, tapón de goma, tubo y manguera de sifón, tubo de soplado), conjunto de pie con peso, embudo, recipiente de medición, recipiente de arena de 5 litros de capacidad y estuche de transporte.

Se suministra con dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo EN y dos cilindros graduados de medición equivalente a arena para el modelo ASTM.

Normas

- EN 933-8, ASTM D2419, AASTHO T176

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Estándar	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellPruEquAre-46A	B-01-03-03-240101	Equipo de prueba equivalente en arena	EN	45x55x15	4.6
BellPruEquAre-46B	B-01-03-03-240201	Equipo de prueba equivalente en arena	ASTM	45x55x15	4.6

Accesorios/ Repuestos

Código de Producto	Nombre del Producto	Estándar
B-01-03-03-240301	Cilindro de medición	EN
B-01-03-03-240401	Cilindro de medición	ASTM
B-01-03-03-240501	Montaje de sifón	EN,ASTM
B-01-03-03-240601	Montaje de pie ponderado	EN,ASTM
B-01-03-03-240701	Regla de acero, 300 mm	EN,ASTM
B-01-03-03-240801	Embudo	EN,ASTM
B-01-03-03-240901	Recipiente de medida, 55 x 35 mm	EN,ASTM
B-01-03-03-241001	Jarra de arena de 5 lt de capacidad	EN,ASTM
B-01-03-03-241101	Estuche de transporte	—

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO