


CONJUNTO DE PRUEBA LE CHATELIER



Características generales

La solidez de los cementos y las cales se determina mediante la prueba de expansión con moldes Le Chatelier de acuerdo con el estándar correspondiente.

El molde consiste en un cilindro dividido tensado por resorte de 30 x 30 mm con dos vástagos indicadores que miden 150 mm desde los puntos hasta la línea central del cilindro y la junta tórica.

El juego de prueba Le Chatelier se suministra con 3 piezas de moldes Le Chatelier, 6 piezas de placas de vidrio de 50x50 mm, 300 gr de peso, 3 piezas de 100 gr de peso, 70 gr de barra de apriete, regla de acero y estuche de transporte.

SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [450-1](#), [459-2](#), [EN 196-3](#), [EN ISO 9597](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

La solidez de los cementos y las cales se determina mediante la prueba de expansión con moldes Le Chatelier de acuerdo con el estándar correspondiente.

El molde consiste en un cilindro dividido tensado por resorte de 30 x 30 mm con dos vástagos indicadores que miden 150 mm desde los puntos hasta la línea central del cilindro y la junta tórica.

El juego de prueba Le Chatelier se suministra con 3 piezas de moldes Le Chatelier, 6 piezas de placas de vidrio de 50x50 mm, 300 gr de peso, 3 piezas de 100 gr de peso, 70 gr de barra de apriete, regla de acero y estuche de transporte.

Normas:

EN 196-3, 450-1, 459-2; EN ISO 9597

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
BellConPruCha-30	B-01-03-08-180101	Molde de conjunto de prueba Le Chatelier	Ø 30x30	30
BellConPruCha-2000	B-01-03-08-180201	Conjunto de prueba Le Chatelier	340X290X80	2000

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-03-08-180301	Plato de Vidrio	50x50	50
B-01-03-08-180401	300 gr Peso	-	300
B-01-03-08-180501	100 gr Peso	-	100
B-01-03-08-180601	Varilla de apisonamiento	Ø 17	70
B-01-03-08-180701	Regla de acero	300	10
B-01-03-08-180801	Estuche de transporte	340x290x80	500

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO