

## CONJUNTO DE TUBO DE BARRENA DE MUESTREO DE SUELO -H-4268



**SKU:** H-4268 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Muestreadores](#), [suelos in situ](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego contiene barrena y tubo de muestreo. Los componentes son de acero plateado para resistir la acción abrasiva del suelo. Incluye 1.25 "(25 mm) de diámetro por 12.5" (318 mm) de largo, 1 "(aproximadamente 25 mm) OD por 12.5" (318 mm) tubo de muestreo largo, dos 12 "(305 mm) varillas de extensión, mango y un estuche de fibra de vidrio .

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO