

CONJUNTOS DE CILINDROS DE PRUEBA CALENTADOS



Completo con calentador de banda, aislamiento, termostato, carcasa de acero inoxidable y manija. Max. fuerza 35,000 lbs para 1.125" y 99,000 lbs para la carga aplicada de 2.25" @ 400 ° F. (No debe usarse con prensas modelo 4350, mini C, modelo C o prensas calentadas. Este TCO puede usarse en un modelo M sin calefacción con kit de placa 5022)

Modelo	Altura (ID)	Fuerza Máxima	Carga Aplicada	Voltaje
TCO 2472-1	1.125"	35,000 lbs	2.25"	115V
TCO 2472-2	1.125"	35,000 lbs	2.25"	230V
TCO 2417-1	2.25"	99,000 lbs	2.25"	115V
TCO 2417-2	2.25"	99,000 lbs	2.25"	230V

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO