

CONJUNTOS DE CILINDROS DE PRUEBA CALENTADOS



Completo con calentador de banda, aislamiento, termostato, carcasa de acero inoxidable y manija. Max. fuerza 35,000 lbs para 1.125 "y 99,000 lbs para la carga aplicada de 2.25" @ 400 ° F. (No debe usarse con prensas modelo 4350, mini C, modelo C o prensas calentadas. Este TCO puede usarse en un modelo M sin calefacción con kit de placa 5022)

Conjuntos de cilindros de prueba calentados (TCO)

1.125" ID x 203.22" de altura equipo de prueba de cilindro calentado fuerza máxima 35,000 lbs de carga aplicada a 400 ° F @ 115 V	2472-1
1.125" ID x 203.22" de alto equipo de prueba de cilindro calentado fuerza máxima 35,000 lbs de carga aplicada a 400 ° F @ 115 V	2472-2
2.25" ID x 203.75" de alto equipo de prueba de cilindro calentado fuerza máxima 99,000 lbs de carga aplicada a 400 ° F @ 115 V	2417-1
2.25" ID x 203.75" de alto equipo de prueba de cilindro calentado fuerza máxima 99,000 lbs de carga aplicada a 400 ° F @ 115 V	2417-2

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO