

## CONJUNTOS DE CILINDROS DE PRUEBA (TCO)



[vc\_row][vc\_column][vc\_table][14px],[14px;align-center]Prueba%20de%20cilindros%20(TCO)[[14px]2090-0,[14px]Equipo%20de%20cilindro%20de%20prueba%2C%201.125%20%22ID%2C%20construido%20de%204405S%2C%20excepto%20eyector.%20Completo%20con%20%2C%20A9mbolo%2C%20cilindro%2C%20tap%2C%20B3n%20base%20y%20eyector.%20Incluye%20bandeja%20de%20acero%20inoxidable%20y%2012%20almohadillas%20de%20filtro.%20Carga%20m%2C%20A1xima%20aplicada%2019%20toneladas.[[14px]2090-1,[14px]Conjunto%20de%2012%20almohadillas%20de%20filtro%20para%20cilindros%20de%20prueba%20de%20tama%2C%20B1o%201.125%20%22[[14px]2091-5,[14px]Equipo%20de%20cilindro%20de%20prueba%20de%20acero%20inoxidable%2C%202.25%20%22de%20di%2C%20A1metro%20interno%2C%20construido%20en%204405S.%20Completo%20con%20%2C%20A9mbolo%2C%20cilindro%2C%20tap%2C%20B3n%20base%20y%20eyector.%20Incluye%20bandeja%20de%20acero%20inoxidable%20y%2012%20almohadillas%20de%20filtro.%20Carga%20m%2C%20A1xima%20aplicada%2051%20toneladas.[[14px]2091-1,[14px]Conjunto%20de%2012%20almohadillas%20de%20filtro%20para%20cilindros%20de%20prueba%20de%202.25%20%22de%20tama%2C%20B1o[[14px]237005,[14px]Bandeja%20de%20acero%20inoxidable%20para%20equipos%20de%20prueba%20de%20cilindro%20(TCO)[/vc\_table][vc\_column\_text]No se recomienda su uso en prensas calientes.[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [ASTM](#) / [Moldes especiales](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO