

## CONSULTE LA TECNOLOGÍA REVERSE-SPIN® — PRINCIPIO INNOVADOR DEL CULTIVO MICROBIANO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aplicaciones](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aquí se presentan estudios teóricos y experimentales del crecimiento de microorganismos con el uso de la tecnología Reverse-Spin (RST). El agitador inverso es un dispositivo termostático de muy bajo consumo que realiza un tipo de mezclado innovador, donde el líquido (células en medio líquido) se mezclan por la rotación del tubo sobre su propio eje, provocando un mezclado de tipo agitador vórtex (VTM) muy eficiente.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO