

CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS



Modelo: BellConCol-50

SKU: B-01-01-24-01-0003 | **Categorías:** [Contador de colonias bacterianas](#) |

VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción



BellContColBact-50 Φ 50, Φ 90 Amplificación óptica 8X

Any pa_modelobc



BellContColBact-50A Φ 50, Φ 90 Amplificación óptica 5X, 10X

Any pa_modelobc

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Circuito integrado CMOS y pantalla digital LED.
- La sonda especial cuenta con sensibilidad y precisión
- Está compuesto por contador, sonda y cuenta estanque, etc.
- La ampliación es variable ajustando el brazo de la flectora

Modelo	BellContColBact-50A	BellConCol-50
Código SKU		B-01-01-24-01-0003
Conteo fonético	Sí	No
Rango de contador		0 ~ 999
Platos de Petri adecuados		Φ50mm, Φ90mm
Altura de los caracteres		13mm
Potencia de la lámpara		16W
Fuente de alimentación		220/ 110V, 50/60 Hz
Tamaño externo		255 * 180 * 110mm
Tamaño del paquete		380*290*360mm
Pesos netos		1.7kg
Peso bruto		3kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO