

CONTADOR DE MANO -H-9700



SKU: H-9700 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utilizado para contar de forma precisa y rápida oscilaciones de péndulo, colonias de bacterias, gotas de pipetas, partículas alfa, etc., hasta 9999 por uno, se restablece rápidamente a cero. Montado en caja redonda de 2 "(51 mm) de diámetro cromada con anillo de dedo.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO