

CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE MORTERO



SKU: N / A | **Categorías:** [Medidas de Consistencia](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Contenedor de Compactación de Mortero

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Contenedor de compactación de mortero
- DIN 18555, EN 1015
- Acero inoxidable
- Oscuro. (wxdxh) = 100 x 100 x 200 mm
- Peso: 1,2 kg.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO