

## CONTENEDOR DE COMPACTACIÓN DE MORTERO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Medidas de Consistencia](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Contenedor de Compactación de Mortero

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

- Contenedor de compactación de mortero
- DIN 18555, EN 1015
- Acero inoxidable
- Oscuro. (wxdxh) = 100 x 100 x 200 mm
- Peso: 1,2 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO