

CONTENEDOR DE MUESTRA



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenedor de Muestra Información del producto:

Se requieren recipientes de muestra durante la extracción y el almacenamiento de muestras de agua subterránea tomadas con la lanzadera de agua subterránea. Usando una lanzadera de agua subterránea, se pueden registrar tantos puntos de muestreo como sea necesario. Por punto de muestreo, se requiere un recipiente de muestra separado, si la presión in situ de la muestra de agua se va a preservar para el posterior análisis de laboratorio.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO