

## CONTENEDOR DE NITRÓGENO LÍQUIDO DE CALIBRE GRANDE 10L A 175L



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Contenedor de nitrógeno líquido](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitrLiqCalGran-175	Capacidad: 175L
	BellContNitrLiqCalGran-140	Capacidad: 140L
	BellContNitrLiqCalGran-115	Capacidad: 115L
	BellContNitrLiqCalGran-95	Capacidad: 80L
	BellContNitrLiqCalGran-65	Capacidad: 65L

Imagen	SKU	Descripción
	BellContNitrLiqCalGran-10	Capacidad: 10L
	BellContNitrLiqCalGran-30	Capacidad: 30L
	BellContNitrLiqCalGran-35	Capacidad: 35L
	BellContNitrLiqCalGran-47	Capacidad: 47L
	BellContNitrLiqCalGran-50B	Capacidad: 50L

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Especificaciones	Unidad	BellContNitrLiqCalGran-10	BellContNitrLiqCalGran-30	BellContNitrLiqCalGran-35	BellContNitrLiqCalGran-47	BellContNitrLiqCalGran-50B
Capacidad	L	10	30	35	47	50
Peso vacío	kg	7.2	14.2	15.2	19	21
Calibre	mm	125	125	125	127	125
Diámetro externo	mm	300	461	461	461	461
Altura	mm	535	655	700	780	790
Pérdida de evaporación estática	L/d	0.43	0.33	0.36	0.45	0.45
Tiempo de espera estático	d	24	92	98	107	110
Estante con cajas de viales	Estante pc	1	7	7	7	7
Tamaño del estante	mm	82×84	82×84	82×84	82×84	82×84
Tamaño de la caja	mm	76×76	76×76	76×76	76×76	76×76
Capas por estante	pc	3	3	4	6	6
Vial	pc	75	525	700	1050	1050
25ml (single)	Estante pc	---	18	18	18	18
Capas por estante	pc	---	2	2	3	3
Bolsa de sangre	pc	---	36	36	54	54
25ml (multi)	Estante pc	---	7	7	7	7
Capas por estante	pc	---	2	2	3	3
Capas por estante	pc	---	4	4	4	4
Bolsa de sangre	pc	---	56	56	84	84
Frasco	Diámetro exterior del frasco pc	38	97	97	97	97
Altura del frasco	pc	120	120/276	120/276	120/276	120/276
Fracos N° (pc)	pc	1	3~6	3~6	3~6	3~6
Fracos N° (estándar) (pc)	pc	---	3			
Sostenedor 0.5 de sorbete ml	pc	792	5124	5124	5124	5124
Capacidad 0.25 (individual) ml	pc	1788	11952	11952	11952	11952
Sostenedor 0.5 de sorbete ml	pc	---	9048	9048	9048	9048
Capacidad 0.25 (doble) ml	pc	---	19944	19944	19944	19944
Tamaño de embalaje (W*D*H)	mm	335*335*585	480*480*840	480*480*880	480*480*960	480*480*960
Peso bruto	kg	8	18.5	19	22	22

Notas: Los recipientes de 120 mm de alto y 276 mm de alto son aplicables a los modelos de BellContNitrLiqCalGran-10 al BellContNitrLiqCalGran-50B

Peso vacío	Kg	20	28	35	40	45	55
Calibre	mm	216	216	216	216	216	216
Diámetro externo	mm	570	570	681	681	681	681
Altura	mm	660	765	726	796	910	1026
Pérdida de evaporación estática	L/d	0.84	0.89	0.97	0.94	0.96	0.94
Tiempo de espera estático	d	56	73	98	122	146	186
Estante con cajas de viales	Estante pc	5	5	7	7	7	7
	Tamaño del estante mm	142×144	142×144	142×144	142×144	142×144	142×144
	Tamaño de la caja mm	134×134	134×134	134×134	134×134	134×134	134×134
	Capas por estante pc	3	5	5	6	8	10
	Viales pc	1500	2500	3500	4200	5600	7000
25ml (sencillo)	Estante pc	30	30	30	30	30	30
	Capas por estante pc	2	3	2	3	4	5
	Bolsa de sangre pc	60	90	60	90	120	150
25ml (multi)	Estante pc	7	7	7	7	7	7
	Capas por estante pc	2	3	2	3	4	5
	Cajas por capa pc	8	8	10	10	10	10
	Bolsa de sangre pc	112	168	140	210	280	350
50ml (sencillo)	Estante pc	18	18	30	30	30	30
	Capas por estante pc	2	3	3	4	4	5
	Bolsa de sangre pc	36	54	90	120	120	150
50ml (multi)	Estante pc	4	4	7	7	7	7
	Capas por estante pc	2	3	2	3	4	5
	Cajas por capa pc	8	8	8	8	8	8
	Bolsa de sangre pc	64	96	112	168	224	280
Tamaño de embalaje (W*D*H)	mm	480*480*960	710*710*740	870*870*940	870*870*1010	870*870*1110	870*870*1220
Peso bruto	kg	22	49	70	77	84	100

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO