

CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE 1 LITRO PARA EMBUDO MARSH—HC-2843



SKU: HC-2843 | **Categorías:** [Cemento](#), [Flujo de barro y densidad](#), [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La balanza de lodo proporciona un método sencillo y práctico para la determinación precisa de la densidad del fluido.

La construcción resistente

de este dispositivo, hace que sea ideal para uso en terreno.

Su caja

protectora de alto impacto protege la balanza durante el transporte y

entrega una base segura durante su uso.

Las lecturas en escalas: libras por

galón (6-24 Lbs./Gal.); gravedad específica (0.72 - 2.88 Gr/cm³); libras por

pie cúbico (45 - 180 Lbs./ Pie³) y libras por pulgada cuadrada por 1.000 pies

de profundidad (310 - 1250 Lbs/pulg²/100 pies de profundidad).

La balanza

de lodo H-4790 cumple todos los requerimientos de los procedimientos

estándar de la API para ensayos de fluidos de perforaciones en base de

agua, en base de aceite y cementos de noria.

Peso de envío: 5 Lbs.

(2 Kg.)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO