

## CONTENEDOR DE VACÍO DE ACERO INOXIDABLE



### DESCRIPCIÓN

Recipiente de vacío de acero inoxidable para desairear botellas de picnómetros utilizadas para la determinación de la densidad del asfalto. Adecuado para 3 picnómetros 1000 ml o 1 de 2000 ml.

La tapa está equipada con un accesorio de sujeción rápida. Se suministra con bandeja interior, tubo de conexión de vacío de  $\varnothing$  5 mm, así como con grifo de desaireación. Max. vacío de 15 mbar.  $\varnothing$  interior 250 mm, altura aprox. 270 mm.



**SKU:** 20-1436 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Extracción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO