

CONTENEDOR DE VACÍO DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Recipiente de vacío de acero inoxidable para desairear botellas de picnómetros utilizadas para la determinación de la densidad del asfalto. Adecuado para 3 picnómetros 1000 ml o 1 de 2000 ml.

La tapa está equipada con un accesorio de sujeción rápida. Se suministra con bandeja interior, tubo de conexión de vacío de \varnothing 5 mm, así como con grifo de desaireación. Max. vacío de 15 mbar. \varnothing interior 250 mm, altura aprox. 270 mm.



SKU: 20-1436 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Extracción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO