

## COPA DE PESO POR GALÓN DE ACERO INOXIDABLE -HP-1108



**SKU:** HP-1108 | **Categorías:** [Abrasión durabilidad](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Peso por galón.

Las copas se utilizan para determinar de forma rápida y precisa el peso por galón, y también la gravedad específica de las pinturas, etc. Capacidad de 83.2cc. Incluye cubierta.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO