

## CORD-T TRANSMISOR DE TEMPERATURA DE TERMOPAR DE CARRIL DIN



El CORD-T de Kimo es un transmisor de temperatura de termopar con una señal eléctrica de 4-20 mA (o 20-4 mA) y un microprocesador ajustable para termopares K, J, T y N.

Sensor: termopar K, J, T y N

Rango de medición: de -200 a + 1300 ° C

Salida: 4-20 mA

Rango de temperatura configurable

Velocidad de conversión: 2 medidas por segundo



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO