


CORTADOR, 4.0 " CUADRADO -HM-2702.40S



SKU: HM-2702.40S | **Categorías:** [Cortadores de muestras para corte directo](#), [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cortador, 4.0 " cuadrado

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO