

CORTADOR DE 2,5 " DE DIÁMETRO -HM-2702.25D



SKU: HM-2702.25D | **Categorías:** [Cortadores de muestras para corte directo](#), [Corte directo/residual](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cortador de 2,5 " de diámetro

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO