

COT 212-R SENSOR DE TEMPERATURA Y CO2



Kimo COT 212-R mide CO2 de 0 a 20,000 ppm y temperatura de 0 a 50 ° C.

El rango de medición mide CO2 de 0 a 20,000 ppm y temperatura de 0 a 50 ° C

Con o sin pantalla LCD de 2 líneas y 19 dígitos

Dos relevos

Salidas de 0-5 / 10 V o 0 / 4-20 mA

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared

Certificado de ajuste



SKU: BELLCOT 212-R | **Categorías:** [Co2](#), [Sensores](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO