

CP 25 MANÓMETRO DE COLUMNA LÍQUIDA INCLINADA



El manómetro de columna de líquido inclinado CP 25 de Kimo mide ligeras variaciones de presión, depresión o presión diferencial de aire o gas. Está especialmente diseñado para controlar la obstrucción de los filtros en las cabinas de pintura.

Escala de graduación a través de zonas coloreadas

Lectura rápida y fácil

Depósito de seguridad que permite sobrepasar momentáneamente la escala

Viene con dos conectores 487 y una botella de líquido AWS.10

Escala de sensibilidad para 1 mmCE: 5 mm



SKU: BELLCP 25 | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO