

## CRISOL DE PORCELANA DE PARED ALTA ESMALTADO - 40ML



**SKU:** B-01-21-0502-0006 | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Crisol de pared alta esmaltado

| Modelo                | Código Sku        | Volumen (ml) | Diámetro de Borde (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| BellPorc-CrisolPAE-15 | B-01-21-0502-0000 | 15           | 32                     | 20                     | 34          |
| BellPorc-CrisolPAE-18 | B-01-21-0502-0001 | 18           | 34                     | 21                     | 36          |
| BellPorc-CrisolPAE-20 | B-01-21-0502-0002 | 20           | 36                     | 22                     | 38          |
| BellPorc-CrisolPAE-25 | B-01-21-0502-0003 | 25           | 38                     | 23                     | 40          |
| BellPorc-CrisolPAE-30 | B-01-21-0502-0004 | 30           | 40                     | 25                     | 46          |
| BellPorc-CrisolPAE-35 | B-01-21-0502-0005 | 35           | 41                     | 26                     | 50          |
| BellPorc-CrisolPAE-40 | B-01-21-0502-0006 | 40           | 42                     | 27                     | 54          |
| BellPorc-CrisolPAE-50 | B-01-21-0502-0007 | 50           | 43                     | 28                     | 58          |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO