

CAPSULA DE PORCELANA PARA EVAPORACIÓN 100ML



Modelo: BellPorc-CPorcelaFRC-100

SKU: B-01-21-0500-0106 | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones de Capsula de porcelana para evaporación

Modelo	Código Sku	Volúmen (ml)	Diámetro Inferior (mm)	Altura (mm)
BellPorc-CPorcelaFRC-15	B-01-21-0500-0100	15	47	20
BellPorc-CPorcelaFRC-35	B-01-21-0500-0101	35	60	25
BellPorc-CPorcelaFRC-40	B-01-21-0500-0102	40	64	26
BellPorc-CPorcelaFRC-50	B-01-21-0500-0103	50	70	28
BellPorc-CPorcelaFRC-60	B-01-21-0500-0104	60	74	30
BellPorc-CPorcelaFRC-75	B-01-21-0500-0105	75	82	32
BellPorc-CPorcelaFRC-100	B-01-21-0500-0106	100	90	35

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO