

CRISOL DE PORCELANA DE PARED ALTA ESMALTADO - 30ML



SKU: B-01-21-0502-0004 | **Categorías:** [Porcelana y cerámica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Crisol de Porcelana de pared alta esmaltado

Modelo	Código Sku	Volumen (ml)	Diámetro de Borde (mm)	Diámetro inferior (mm)	Altura (mm)
BellPorc-CrisolPAE-15	B-01-21-0502-0000	15	32	20	34
BellPorc-CrisolPAE-18	B-01-21-0502-0001	18	34	21	36
BellPorc-CrisolPAE-20	B-01-21-0502-0002	20	36	22	38
BellPorc-CrisolPAE-25	B-01-21-0502-0003	25	38	23	40
BellPorc-CrisolPAE-30	B-01-21-0502-0004	30	40	25	46
BellPorc-CrisolPAE-35	B-01-21-0502-0005	35	41	26	50
BellPorc-CrisolPAE-40	B-01-21-0502-0006	40	42	27	54
BellPorc-CrisolPAE-50	B-01-21-0502-0007	50	43	28	58

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO