

CRISOLES DE NÍQUEL 100 ML -H-4922.100



SKU: H-4922.100 | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos crisoles de níquel están hechos de níquel de hoja gruesa pura. Son adecuados para fusiones, incluidas las que tienen peróxido de sodio, y son altamente resistentes a los álcalis diluidos.

Níquel crisol; Capacidad: 100 ml, 60 mm de diámetro. x 64 mm de altura

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO