

## CRISOLES DE NÍQUEL 1000 ML -H-4922.1M



**SKU:** H-4922.1M | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos crisoles de níquel están hechos de níquel de hoja gruesa pura. Son adecuados para fusiones, incluidas las que tienen peróxido de sodio, y son altamente resistentes a los álcalis diluidos.

Níquel crisol; Capacidad: 1000 ml, 127 mm de diámetro. x 114 mm de altura

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO