

## CRISOLES DE NÍQUEL 250 ML -H-4922.250



**SKU:** H-4922.250 | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos crisoles de níquel están hechos de níquel de hoja gruesa pura. Son adecuados para fusiones, incluidas las que tienen peróxido de sodio, y son altamente resistentes a los álcalis diluidos.

Níquel crisol; Capacidad: 250 ml, 83 mm de diámetro. x 83 mm de altura

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO