

## CRONÓMETRO DIGITAL



Modelo: Bell-DigCro21

SKU: B-01-19-78-01-0170 | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Modelo:**

**Bell-DigCro21**

Sku:	B-01-19-78-01-0170
Especificaciones	
Resistente al agua	
Cronómetro precisión	1/100 segundos primeros 30 min, 1 seg. hasta máx. 24 h,
Memoria	de 2 parciales
Cronógrafo	hasta 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos
Calendario	muestra día, semana, mes y año
Alarma	diaria, timbre horario
La hora muestra los segundos, minutos, horas, AM/PM y cambio 12/24	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO